




## オンラインレポジトリ 獣医師向けプログラムの起動

オンラインレポジトリにて部位名称の表示順序を変更している場合に以下の画面が起動します。  
(順序変更を行っていない場合は表示されません)




以前に変更した部位名称の順序を使用する場合には「はい」を選択してください。  
今までどおりの部位名称順序で表示したい場合は「いいえ」を選択してください。


- ① 「オンラインレポジトリ 獣医師用メニュー」から、「レントゲンデータ変換」をクリックします。




- ② 「レントゲンデータ変換」画面が表示されます。



③ DICOM データを格納した CD をドライブに挿入し、「参照」をクリックします。



④ CD を挿入したドライブを選択し、「OK」をクリックします。




- ⑤ 格納されている DICOM ファイルが一覧に表示されるので、上場馬情報を登録するファイルを選択した状態で、「市場名」「セリ No」「販売申込者」を選択します。  
 また、各レントゲンデータの部位名称に誤りが無いことを確認します。部位名称に誤りがある場合は、部位名称を選択し直し、「確定」をクリックします。

一覧の「市場名」「セリ No」「馬名」「販売申込者」に確定した情報が表示されたことを確認し、「OK」をクリックします。



※後膝の追加を行なう場合は、以下の手順を実施します。

1) 後膝部位名称を手動で選択します。




2) 「市場名」「セリ No」「販売申込者」を選択します。


また、「後膝(8枚)」のチェックを行い、「確定」ボタンを押下します。



※後膝部位を追加出来ない市場の場合には「後膝（8枚）」のチェックは行なえません。



部位名称の表示順を変更したい場合には以下の手順を実施します。



ボタンを押下すると以下の画面が起動します。OK を押下してください。

